


preOx IAP - Adapter



Stufenadapter mit integriertem Trichteransatz und Druckmessleitung zur einfachen Montage zwischen Blasenkatheter und Urinbeutel.

Eine an definierter Position vormontierte Schiebeklemme ermöglicht reproduzier- und vergleichbare Werte bei jeder Druckmessung.


Technische Daten

Stufenadapter mit integriertem Trichteransatz	
Material	Silikon
Druckmessleitung	Länge 150 cm
Material	Silikon

Bestellinformationen

Artikel	REF 100.070
Verpackung	einzel, steril verpackt, 20 St./Karton

INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION (IAH) / ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME (ACS) MANAGEMENT ALGORITHM



World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS)

Intensive Care Unit, ZNA Campus Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, B-2060 Antwerpen 6, Belgium
 Tel: +32 3 2177399 Fax: +32 3 2177279 e-mail: info@wsacs.org
 website: <http://www.wsacs.org>